





**FR**  
MEDICAL

®

**VATHIN**  
Value Your Health

## Rinolaringoscopio flexible



### Muestra y graba la imagen endoscópica

#### RANGO DE FLEXIÓN

Un rango de angulación con una amplitud de  $\pm 210^\circ$ , permite una inserción simple en las vías superiores y ofrece la flexibilidad para un mejor desempeño durante el procedimiento.



#### DIÁMETRO DELGADO

Un tubo de inserción delgado le permite acercarse con más facilidad a las cavidades nasal, faríngea y laríngea, lo que hace que el alcance de observación sea más integral.



#### CAMPO DE VISIÓN

El campo se puede explorar exhaustivamente con el campo de visión de  $110^\circ$  de amplitud.



Modelo	Color	ID de canal de trabajo (mm)	Tubo de inserción (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Rango de flexión	Campo de visión
RL-E1800	Gris	No	3,2	300	Arriba $0^\circ \sim 210^\circ$ Abajo $0^\circ \sim 210^\circ$	$110^\circ \pm 15\%$
RL-E1E00	Verde	2,2	4,9			

frmedical.com.mx

